


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aurkc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

Numéro d'article: CM0026852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AURKC (Aurora kinase C) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des fonctions du complexe passager chromosomique, de la phosphorylation de l'histone H3 et de la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AURKC Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	6795
GeneID	6795
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 1-100 de l'AURKC humaine (NP_001015878.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQB9
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré