

Anticorps Monoclonal Anti-Aurora B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numéro d'article: CM0008056



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre l'Aurora B humaine, applicable en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactif croisé avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la division cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Propriété	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris Aurora B
Remarques/Alias	AIK2 ; AIM1 ; ARK2 ; AurB ; IPL1 ; STK5 ; AIM-1 ; ARK-2 ; STK-1 ; STK12 ; PPP1R48 ; aurkb-sv1 ; aurkb-sv2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9212
GeneID	9212
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de TLR4 humain (NP_004208.2).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GD4
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace