

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Aurora B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numéro d'article: CM0002741



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre Aurora B humain (Q96GD4). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Aurora B Lapin mAb
Remarques/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9212
GeneID	9212
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 d'Aurora B humain (NP_004208.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GD4
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace