

Anticorps Polyclonaux De Lapin Anti-Aurora B Pour Wb, Elisa - Q96Gd4

Numéro d'article: CM0016246



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-Aurora B (AURKB), validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine, souris et rat. Essentiel pour l'étude de la régulation mitotique et de la fonction du complexe passager chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Aurora B Lapin pAb
Remarques/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9212
ID de Gène	9212
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Aurora B humaine (NP_004208.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GD4
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace