

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Auts2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx7

Numéro d'article: CM0020081

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AUTS2 (protéine du gène de susceptibilité à l'autisme 2) validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte l'AUTS2 humain, de souris et de rat. Adapté aux études sur le remodelage de la chromatine et le développement neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AUTS2 pAb de lapin
Remarques / Alias	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Espèce	Humain
ID du gène	26053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-770 de l'AUTS2 humain (NP_001120703).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXX7
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace