


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Avil (Advillin) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75366

Numéro d'article: CM0019203



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AVIL (Advillin) humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le regroupement de l'actine, la morphogenèse neuronale, la ciliogenèse et la formation de lamellipodes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AVIL Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias             | p92 ; DOC6 ; ADVIL ; NPHS21 ; AVIL                                                                                             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (humain)             | 10677                                                                                                                          |
| GeneID                      | 10677                                                                                                                          |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-819 de l'AVIL humain (NP_006567.3). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                       | O75366                                                                                                                         |
| Poids moléculaire protéique | 92 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |