

Anticorps Polyclonal Anti-Avp Pour Wb Et Elisa - P01185

Numéro d'article: CM0022927



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AVP humaine (vasopressine-neurophysine 2-copeptine) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en neuroendocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb AVP de lapin
Remarques/Alias	VP ; ADH ; ARVP ; AVRP ; AVP-NP11 ; AVP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	551
GeneID	551
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P01185
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace