

Anticorps Polyclonal Anti-Avpi1 Pour Wb Et Elisa - Q5T686

Numéro d'article: CM0017924

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AVPI1 (VIP32/VIT32), validé pour les échantillons humains, murins et de rat en WB et ELISA. Convient pour les études sur la MAP kinase, l'ENaC et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AVPI1 Lapin pAb
Remarques/Alias	VIP32 ; VIT32 ; PP5395 ; AVPI1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	60370
Identifiant du gène	60370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'AVPI1 humain (NP_068378.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T686
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace