

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Avpr1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P37288

Numéro d'article: CM0026715



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AVPR1A humaine (récepteur de la vasopressine V1a) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 349-418). Adapté à la recherche sur le comportement social.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AVPR1A pAb lapin
Remarques / Alias	V1aR ; AVPR1 ; AVPR V1a ; AVPR1A
Espèce	Humain
Identifiant de gène	552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 349-418 de l'AVPR1A humaine (NP_000697.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37288
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace