

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Avpr2 Pour Wb, Elisa - P30518

Numéro d'article: CM0026865



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin obtenu à partir de protéine recombinante ciblant le récepteur V2 de la vasopressine humaine (AVPR2). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur la réabsorption rénale de l'eau et les récepteurs couplés aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AVPR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	554
GeneID	554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 232-371 de l'AVPR2 humain (NP_000045.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30518
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace