

Anticorps Polyclonal Anti-Axin2 Pour Wb, Elisa - Q9Y2T1

Numéro d'article: CM0019468



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AXIN2 humain (Axin-2/Conductine) validé pour le western blot et l'ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour la recherche sur la voie de signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AXIN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	8313
ID de gène	8313
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'AXIN2 humaine (NP_004646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y2T1
Poids de la protéine	94kDa
Expédition	Sac de glace