

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Axin2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2T1

Numéro d'article: CM0020369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AXIN2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie de signalisation Wnt. SWISS : Q9Y2T1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AXIN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AXIL ; ODCRCS ; AXIN2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8313
ID du gène	8313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 743-843 de l'AXIN2 humaine (NP_004646.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2T1
Poids moléculaire de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace