


Anticorps Monoclonal Anti-Axl Pour Wb - P30530

Numéro d'article: CM0004767



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur tyrosine kinase Axl (UFO) humain pour des applications en Western blot et ELISA. Réagit avec l'Axl humain et murin, adapté aux études de signalisation cellulaire et d'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Axl Rabbit mAb
Remarques / Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7 ; Axl
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	558
GeneID	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33 à 449 de l'Axl humain (NP_068713.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30530
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace