


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Axl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Numéro d'article: CM0021064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de la tyrosine kinase AXL (UFO) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Convient pour la recherche sur le cancer et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Axl Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	558
GeneID	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids Protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace