


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Azi2 Pour Wb Et Elisa - Q9H6S1

Numéro d'article: CM0003474



Introduction

Anticorps monoclonal lapin AZI2 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît l'AZI2 (NAP1/TILP) humaine, murine et ratine, un adaptateur clé de l'immunité innée antivirale et de la signalisation NF- κ B. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AZI2 Lapin mAb
Remarques/Alias	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64343
GeneID	64343
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-387 de l'AZI2 humaine (NP_071906.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6S1
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace