

Anticorps Polyclonal Anti-B-Raf Pour Wb, Elisa - P15056

Numéro d'article: CM0030894



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le B-Raf humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le B-Raf dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de la kinase MAP et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	B-Raf Lapin pAb
Remarques/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	673
ID de Gène	673
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-313 du B-Raf humain (NP_004324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15056
Poids Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace