

Anti-B-Raf Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15056

Numéro d'article: CM0014747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le B-Raf humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Convient à l'étude de la signalisation MAPK dans la recherche sur le cancer. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B-Raf Lapin pAb
Remarques/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Espèce	Humain
GeneIDd (humain)	673
GeneID	673
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-449 du B-Raf humain (NP_004324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15056
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace