

Anticorps Polyclonal Anti-B-Raf V600E Pour Wb Et Elisa - P15056

Numéro d'article: CM0020829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute spécificité reconnaissant le mutant oncogénique B-Raf V600E. Validé pour Western blotting et ELISA ; idéal pour les études de signalisation de la voie MAPK et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B-Raf V600E Rabbit pAb
Remarques / Alias	NS7 ; B-raf ; BRAF1 ; RAFB1 ; B-RAF1 ; BRAF-1 ; B-Raf
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	673
GeneID	673
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 507 et 606 de B-Raf V600E (NP_004324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15056
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace