

Anticorps Polyclonal Anti-B3Gnt6 Pour Wb, Elisa - Q6Zmb0

Numéro d'article: CM0012996

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine B3GNT6 (core 3 synthase). Adapté pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée rapportée chez le rat. Idéal pour la recherche sur la O-glycosylation de type mucine et le système gastro-intestinal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B3GNT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	192134
ID du gène	192134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-200 de la B3GNT6 humaine (NP_619651.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q6ZMB0
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sachet de glace