


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B4Galt1 Pour Wb Et Elisa - P15291

Numéro d'article: CM0021511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le B4GALT1 humain pour Western blot et ELISA. B4GALT1 est une galactosyltransférase de membrane du Golgi impliquée dans la synthèse des N-glycanes et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	B4GALT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GT1 ; GTB ; CDG2D ; GGTB2 ; B4GAL-T1 ; beta4Gal-T1 ; B4GALT1
Espèce	Humain
GeneID	2683 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-215 du B4GALT1 humain (NP_001488.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15291
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace