

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B4Galt2 Pour Wb, Elisa - O60909

Numéro d'article: CM0022645

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre B4GALT2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 155-271). Poids moléculaire prédit 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B4GALT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8704
GenelD	8704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-271 de B4GALT2 humain (NP_085076.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60909
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace