

## Anticorps Polyclonal Anti-B4Galt3 Pour Wb & Elisa - O60512

Numéro d'article: CM0023118

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-B4GALT3 de haute qualité. Adapté aux applications WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de la bêta-1,4-galactosyltransférase 3 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de glycosylation et de métabolisme des glycolipides.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | B4GALT3 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | beta4Gal-T3 ; B4GALT3                                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 8703                                                                                                                          |
| GeneID             | 8703                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-150 de B4GALT3 humain (NP_003770.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | O60512                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 44 kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |