

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B4Galt4 Pour Wb, Elisa - O60513

Numéro d'article: CM0018191

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la B4GALT4 (bêta-1,4-galactosyltransférase 4) humaine pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche en glycobiologie et sur les biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B4GALT4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B4Gal-T4 ; beta4Gal-T4 ; B4GALT4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8702
GeneID	8702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-344 de la B4GALT4 humaine (NP_003769.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60513
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace