

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-B6R Pour Wb, Elisa - Q8V4S2

Numéro d'article: CM0010005

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine B6R du virus de la variole du singe, validé pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique de la souche Zaire-96-I-16. Utile pour l'étude de l'entrée et de la maturation des virions enveloppés extracellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	B6R mAb lapin
Espèce	Virus de la variole du singe (souche Zaire-96-I-16)
GeneID	928902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 279 de la protéine B6R du virus de la variole du singe (NP_536594.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Virus de la variole du singe (souche Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace