


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X Pour Wb, Elisa - Q7Z7D3

Numéro d'article: CM0022278



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine B7-H4 (VTCN1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche en immunothérapie anticancéreuse et à la régulation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-B7-H4 / B7S1 / B7x
Remarques/Alias	VTCN1 ; B7-H4 ; B7H4 ; B7S1 ; B7X ; B7h.5 ; PRO1291 ; VCTN1 ; Inhibiteur 1 de l'activation des lymphocytes T contenant un domaine V-set ; B7-H4 / B7S1 / B7x
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79679
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-259 de la protéine humaine B7-H4 / B7S1 / B7x (NP_078902.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7Z7D3
Poids de la protéine	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace