

Anticorps Polyclonal Anti-B9D1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Upm9

Numéro d'article: CM0030021

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre B9D1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Adapté à la recherche sur les cils et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	B9D1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27077
GeneID	27077
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de B9D1 humain (NP_056496.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPM9
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace