

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-BaalC Pour Wb, Elisa - Q8Wxs3

Numéro d'article: CM0013685

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre BAALC, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec BAALC humain, de souris et de rat. Soutient la recherche sur la leucémie aiguë et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAALC Rabbit pAb
Remarques/Alias	BAALC
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	79870
GenelD	79870
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de BAALC humain (NP_079088.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXS3
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace