

Anticorps Polyclonal Anti-Baat Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14032

Numéro d'article: CM0029522

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BAAT humain (bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 309-418).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAAT Rabbit pAb
Remarques/Alias	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	570
GeneID	570
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 309-418 de BAAT humain (NP_001692.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14032
Poids moléculaire protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace