


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bace1 Pour Wb Et Elisa - P56817

Numéro d'article: CM0003829



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la BACE1 humaine (bêta-sécrétase 1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BACE1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ASP2 ; BACE ; HSPC104 ; BACE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23621
GeneID	23621
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 402-501 de la BACE1 humaine (P56817).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56817
Poids protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace