


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bace1 Pour Wb, Ihc, If - P56817

Numéro d'article: CM0029052



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BACE1 humaine (bêta-sécrétase 1), applicable pour le WB, l'IHC, l'IF et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; l'immunogène couvre les résidus 22-322. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | BACE1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | ASP2, BACE, HSPC104, BACE1                                                                                                      |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Humain)     | 23621                                                                                                                           |
| Identifiant du gène              | 23621                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-322 de la BACE1 humaine (NP_036236.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application                      | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                            | P56817                                                                                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 56 kDa                                                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                    |