


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bach1 Pour Wb, Elisa, Chip - O14867

Numéro d'article: CM0006345



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le régulateur transcriptionnel BACH1 (SWISS O14867), validé pour WB, ELISA et CHIP. Réagit également avec les protéines humaines et murines. Idéal pour l'étude des voies du stress oxydatif et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BACH1 mAb de lapin
Remarques/alias	BACH-1 ; BTBD24 ; BACH1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	571
GeneID	571
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-736 de BACH1 humain (NP_001177.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, CHIP
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O14867
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace