


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bach1 Pour Wb, Ip, Elisa - O14867

Numéro d'article: CM0025680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BACH1 (homologue BTB et CNC 1), validé pour WB, IP, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris. Idéal pour l'étude du stress oxydatif et de la régulation de la voie NFE2L2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin BACH1
Remarques/Alias	BACH-1; BTBD24; BACH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	571
ID de Gène	571
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de BACH1 humain (NP_996749.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14867
Poids Protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace