

Anticorps Monoclonaux Anti-Bad Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Numéro d'article: CM0003415



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Bad humaine (agoniste de la mort cellulaire associé à Bcl2), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Bad Lapin mAb
Remarques/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	572
GeneID	572
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Bad humaine (Q92934))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92934
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace