


Anticorps Polyclonal Anti-Bad De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92934

Numéro d'article: CM0014862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Bad humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et le développement de tests de diagnostic in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bad Rabbit pAb
Remarques/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	572
ID du gène	572
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 150 de Bad humaine (NP_004313.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q92934
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace