

Ac Manti-Baf57/Smarce1 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Numéro d'article: CM0012351



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le BAF57/SMARCE1 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une sous-unité de remodelage de la chromatine cruciale pour la neurogenèse et la régulation des gènes. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAF57/SMARCE1 Ac m de Lapin
Remarques/Alias	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6605
ID de gène	6605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-100 du BAF57/SMARCE1 humain (NP_003070.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969G3
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace