

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Baf57/Smarce1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Numéro d'article: CM0015404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre BAF57/SMARCE1, une sous-unité de remodelage de la chromatine SWI/SNF. Recommandé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-411).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] BAF57/SMARCE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSS5; BAF57; E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6605
GeneID	6605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-411 de BAF57/BAF57/SMARCE1 humain (NP_003070.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969G3
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace