

Anticorps Polyclonal Anti-Baf60A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Numéro d'article: CM0028323



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BAF60a (SMARCD1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAF60a Lapin pAb
Remarques/Alias	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6602
GeneID	83797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la BAF60a de souris (NP_114030.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GM5
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace