


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bag1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Numéro d'article: CM0015530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine BAG1 humaine (BAG-1/HAP/RAP46). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine BAG1 d'origine humaine et murine (~39 kDa). Idéal pour des applications de recherche sur l'apoptose, les protéines chaperonnes et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAP ; BAG-1 ; RAP46 ; BAG1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	573
GeneID	573
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99933
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac isotherme