

Anticorps Polyclonal Anti-Bag2 Pour Wb & Elisa - 095816

Numéro d'article: CM0030400

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Anti-BAG2 de CamelBio cible le BAG2 humain, un facteur d'échange de nucléotides pour les chaperons HSP70/HSC70. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; il soutient la recherche sur la protéostasie, le contrôle de la qualité des protéines et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BAG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BAG-2; dj41711.2; BAG2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9532
GeneID	9532
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 du BAG2 humain (NP_004273.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	095816
Poids de la Protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace