

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bag3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095817

Numéro d'article: CM0014093

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin BAG3 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le régulateur moléculaire de chaperon de la famille BAG 3, une co-chaperone impliquée dans le contrôle de la qualité des protéines et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BAG3 Lapin pAb
Remarques/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Espèce	Humain
GeneID	9531
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-575 de BAG3 humain (NP_004272.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095817
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace