

Anticorps Polyclonal Anti-Baiap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqb8

Numéro d'article: CM0026780



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BAIAP2 (IRSp53/protéine associée à BAI 2). Convient pour le Western blot, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le cytosquelette d'actine et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAIAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Espèce	Humain
ID de gène	10458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362-521 de BAIAP2 humain (NP_059344.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQB8
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace