

Anticorps Monoclonal Anti-Bak Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16611

Numéro d'article: CM0006172



Introduction

Le monoclonal de lapin anti-Bak détecte spécifiquement le Bak humain et simien. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Un choix fiable pour la recherche sur l'apoptose et le développement d'IVD, soutenu par l'approvisionnement unique en matières premières de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bak Rabbit mAb
Remarques / Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	578
GeneID	578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-82 de la Bak humaine (NP_001179.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe
SWISS	Q16611
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac isotherme