

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bak Pour Wb, Elisa - Q16611

Numéro d'article: CM0023664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Bak pour WB et ELISA. Cible le régulateur de l'apoptose BAK (BCL2L7), crucial pour la perméabilisation de la membrane externe des mitochondries. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bak Lapin pAb
Remarques/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	578
ID de gène	578
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Bak humain (NP_001179.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16611
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace