

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bak Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Numéro d'article: CM0016726



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le régulateur de l'apoptose humain Bak (BAK, BCL2L7). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose mitochondriale et la famille Bcl-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bak Lapin pAb
Remarques/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	578
GeneID	578
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de Bak humain (NP_001179.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16611
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace