

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Banf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75531

Numéro d'article: CM0005777



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre BANF1 (facteur barrière à l'auto-intégration), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte BANF1 humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur l'organisation de la chromatine, les dommages à l'ADN et l'intégration virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BANF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8815
GeneID	8815
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-89 de BANF1 humain (O75531)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75531
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac isotherme glacé