

Anticorps Polyclonal Anti-Banp Pour Wb, Elisa - Q8N9N5

Numéro d'article: CM0030203



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BANP humain (BEND1/SMAR1), validé pour WB et ELISA. Détecte le BANP humain et murin, un régulateur de la chromatine et suppresseur de tumeurs. Idéal pour la recherche sur le développement des lymphocytes T, le cycle cellulaire et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BANP Lapin pAb
Remarques/Alias	BEND1 ; SMAR1 ; SMARBP1 ; BANP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54971
ID du gène	54971
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du BANP humain (NP_060339.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N9N5
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace