

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92560

Numéro d'article: CM0026333



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BAP1 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le BAP1 humain, murin, de rat (~80 kDa). Idéal pour étudier la débubiquitination de l'histone H2A et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BAP1
Remarques/Alias	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8314
GeneID	8314
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du BAP1 humain (NP_004647.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92560
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace