

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bap31 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51572

Numéro d'article: CM0006196



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre BAP31 conçu pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine BAP31 (28 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour l'étude de la fonction du réticulum endoplasmique, du transport protéique et des voies d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAP31 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Espèce	Humain
ID du gène	10134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-200 de la protéine BAP31 humaine (P51572)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51572
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace