

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bap31 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51572

Numéro d'article: CM0025517



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine BAP31 (BCAP31), une protéine de membrane du réticulum endoplasmique impliquée dans la sécrétion des protéines et l'ERAD. Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA et présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAP31 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10134
GeneID	10134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-246 de la protéine humaine BAP31 (NP_001243376.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51572
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace