


## Anticorps Polyclonal Anti-Bat3/Bag6 Pour Wb, Elisa - P46379

Numéro d'article: CM0020734



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre BAT3/BAG6 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du contrôle de qualité des protéines, de l'apoptose et des réponses immunitaires. UniProt P46379.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                             |
|--------------------|------------------------------------|
| Nom du produit     | BAT3/BAG6 Lapin pAb                |
| Remarques/Alias    | G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6 |
| Espèce             | Humain                             |
| GeneID (humain)    | 7917                               |
| GeneID             | 7917                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante              |
| Source             | Lapin                              |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux              |
| Application        | WB, ELISA                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                |
| SWISS              | P46379                             |
| Poids moléculaire  | 119kDa                             |
| Expédition         | Sac de glace                       |